

MED&DENT

ONE

Care ONE products

Patient Care
Dental Supplies
Dental Equipment

INDICE

Ghiaccio Istantaneo Monouso	4-5
Tovaglioli Monouso In Cellulosa	6-7
Mantelline Monouso In Cellulosa	8-9
Portaimpronte Monouso	10
Tray Bite Registration	11
Divaricatori Labiali	12
Specchietti e manici	13
Distributore a Molla per Rulli in Cotone	14
Cotton Clip In Plastica	14
Aghi Applicatori	15
Cannule	16-17
Aspirasaliva	18
Micro Applicatori, Pennelli Applicatori	19
Bicchieri Monouso	20-21
Collutorio Con Clorexidina	22
Lunos	23
Scodella Per Gesso Alginato	24
Perni Calcinabili	25
Seggiolino Per Operatore	26
Copritestiera	27
Vassoi	28-31
Tray Paper	32
Guaine	33
Collare Anti Raggi X	34
Grembiule Anti Raggi X	35
Porta Radiografie	36
Periomat Intra	37
Vasche Disinfezione	38
Endobox	39

Benvenuti nel catalogo Med&Dent di ONE, il vostro punto di riferimento esclusivo per i prodotti utilizzati nel settore dentale. In queste pagine troverete una selezione accurata di materiali, strumenti e soluzioni all'avanguardia, progettati per soddisfare le esigenze dei professionisti del mondo odontoiatrico.

ONE si impegna a offrire qualità, innovazione e affidabilità, garantendo prodotti che supportano il lavoro quotidiano dei dentisti, degli igienisti dentali e di tutti gli specialisti del settore. Sfogliate il nostro catalogo per scoprire tutto ciò di cui avete bisogno per fornire trattamenti di eccellenza.



M GHIACCIO ISTANTANEO MONOUSO TNT E PE

**GHIACCIO ISTANTANEO
ADATTO AL PRIMO SOCCORSO
CONTRO LE CONTUSIONI E I
SINTOMI DA TRAUMA.**

Adatto al primo soccorso di tutte le fasce d'età, si attiva premendo nel centro del prodotto e dopo pochi secondi il liquido interno raggiungerà la temperatura ottimale per dare sollievo nell'area interessata.

VARIANTI DEL PRODOTTO



TEMPERATURA MINIMA:

2C°
-4C°



PESO:
175 GR
275 GR

Sacca speciale per la soluzione
liquida, composta di 2 strati



MODELLI DISPONIBILI

TNT
INT-ME*TNT2**
1-25 PEZZI



MLB
INT-ME*MLB2**
1-25 PEZZI



PE
INT-ME*PE2**
1-25 PEZZI



M TOVAGLIOLA 1+1 IN CELLULOSA

L'ASSORBENZA E
L'IMPERMEABILITÀ ASSICURA
UN ELEVATO COMFORT AL
PAZIENTE

Realizzata con 1 velo di pura ovatta di
cellulosa a fibra lunga accoppiato con
1 velo in polietilene.
I tovaglioli sono gofrati e piegati.



BLACK



WHITE



LIGHT YELLOW



YELLOW



ORANGE



RED WINE



GREEN



LIME



LIGHT BLUE



LILLA



PURPLE



DARK BLUE

MODELLI DISPONIBILI

TOVAGLIOLI
15 GR
PM-T002*1**
500-840 PEZZI



TOVAGLIOLI
20/21,5 GR
PM-T002*3**
500-720 PEZZI



TOVAGLIOLI
23 GR
PM-T002*4**
500-660 PEZZI



M TOVAGLIOLA 2+1 IN CELLULOSA

**IL DOPPIO VELO GARANTISCE UNA
MIGLIORE ASSORBENZA PER UN
RISULTATO IMPECCABILE**

Realizzato con 2 veli di pura ovatta di cellulosa
a fibra lunga accoppiato con 1 velo in
polietilene.

I tovaglioli sono gofrati e piegati.



DIMENSIONI
33x45CM



QUANTITÀ PER PACCO
500 PEZZI



YELLOW



ORANGE



LIME



GREEN



DARK GREEN



LIGHT BLUE



DARK BLUE



LILLA



BLACK



WHITE

PRODOTTI ABBINATI

**CLIPS PER
SALVIETTA**
SKU: DC-1A4300
20 PEZZI




**CATENELLA
PER SALVIETTE
IN METALLO**
SKU: DC-1A4301
1 PEZZI



**CATENELLA
PER SALVIETTE
IN ACCIAIO**
SKU: ER-236001
5 PEZZI





50X80 DA 60 STRAPPI

LA DIMENSIONE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE



50X60 DA 80 STRAPPI

M MANTELLINA IN CELLULOSA

OGNI SINGOLA MANTELLINA
VIENE PRETAGLIATA PER
CONSENTIRE UNO STRAPPO
VELOCE.

Realizzata da 1 velo di pura ovatta
di cellulosa a fibra lunga (tissue)
accoppiato con politene ad alta densità.



QUANTITÀ PER PACCO
6 PEZZI



YELLOW



WHITE



PEACH



PINK



ORANGE



RED WINE




GREEN



LIME



LIGHT BLUE



BLUE



LILLA

MODELLI DISPONIBILI

MANTELLINA
50X80CM

SKU: DI-MA02ST**2
60 STRAPPI



MANTELLINA
50X60CM

SKU: DI-MA02ST**1
80 STRAPPI



MANTELLINA
61X53CM

SKU: ER-2201030*
80 STRAPPI



M

PORTA IMPRONTE MONOUSO

IN PLASTICA RIGIDA, DISEGNO
ERGONOMICO PER UN FACILE
INSERIMENTO E RIMOZIONE.
MATERIALE ANTIDISTORSIONE



QUANTITÀ PER PACCO
12 PEZZI



PORTAIMPRONTE MONOUSO ANTERIORE
SKU: DC-1A5908

PORTAIMPRONTE MONOUSO SUPERIORE

SKU: DC-1A590*

TAGLIE: S, M, L

PORTAIMPRONTE MONOUSO INFERIORE

SKU: DC-1A590*

TAGLIE: S, M, L

PORTAIMPRONTE MONOUSO PARZIALE SUP DX + INF SX

SKU: DC-1A5906

PORTAIMPRONTE MONOUSO SUPERIORE

SKU: DC-1A5907



M TRAY BITE REGISTRATION

PER IMPRONTE CON TECNICA MONOFASE. IN MATERIALE PLASTICO RIGIDO E ROBUSTA MEMBRANA INTERNA. LA SEGHETTATURA DEI BORDI AIUTA IL TRATTENIMENTO DEL MATERIALE DIMPRONTA



TRAY BITE REGISTRATION ARCO COMPLETO

SKU: DC-1A5934

TAGLIE: L

30 PEZZI

TRAY BITE REGISTRATION ANTERIORE TOTALE

SKU: DC-1A5930

TAGLIE: S

35 PEZZI



TRAY BITE REGISTRATION POSTERIORE PARZIALE

SKU: DC-1A5931

TAGLIE: S

50 PEZZI



TRAY BITE REGISTRATION QUADRANTE

SKU: DC-1A5932

TAGLIE: L

35 PEZZI



TRAY BITE REGISTRATION SIDELESS

SKU: DC-1A5933

TAGLIE: XS

50 PEZZI



M

DIVARICATORI LABIALI

DIVARICATORE LABIALE
AUTOCLAVABILE

Precauzioni per la sterilizzazione:
sterilizzare a temperatura di sicurezza (121°).
Evitare il contatto con gli strumenti metallici



QUANTITÀ PER PACCO
2 PEZZI

DIVARICATORI
LABIALI ADULTO
SKU: DC-1A6122

DIVARICATORI
LABIALI BAMBINO
SKU: DC-1A6123



M

MOUTH SUPPORT APRIBOCCA

APRIBOCCA IN SILICONE,
AUTOCLAVABILI E STERILIZZABILI
A FREDDO. PRATICO SISTEMA DI
AIUTO AL PAZIENTE



QUANTITÀ PER PACCO
10 PEZZI



SKU: DC-1A613*
TAGLIE: M, L

M

SPECCHIETTI E MANICI

**SPECCHIETTO PER BOCCA IN
ACCIAIO INOX**



MANICO PIENO OTTAGONALE

SKU: 2100
1 PEZZO



MANICO PIENO TONDO ANATOMICO

SKU: 2101
1 PEZZO



MANICO VUOTO ESAGONALE

SKU: 2102-IN
1 PEZZO



MODELI DISPONIBILI

**SPECCHIETTI
PIANI**

Ø 22/24 MM

SKU: 0080199
SKU: 0080198
12 PEZZI



**SPECCHIETTI
CONCAVI**

Ø 22/24MM

SKU: 0080202
SKU: 0080201
12 PEZZI



**SPECCHIETTI
RODIATI PIANI**

Ø 22/24 MM

SKU: 0080200
SKU: 0080203
12 PEZZI




N

DISTRIBUTORE A MOLLA PER RULLI IN COTONE

DISPENSER IN PLASTICA DURA
CAPACITÀ DI 50 RULLI, SI RICARICA
FACILMENTE DALL'ALTO.



QUANTITÀ PER PACCO
1 PEZZO



SKU: DC-1A0040

N

COTTON CLIP IN PLASTICA

MANTIENE I ROTOLI DI COTONE
SALDAMENTE IN POSIZIONE
PER UN CAMPO DI LAVORO
ASCIUTTO



QUANTITÀ PER PACCO
100 PEZZI



SKU: DC-1A0060

M AGHI APPLICATORI MONOUSO

AGHI E APPLICATORI, ATTACCO
LUER-LOCK, INDICATI PER
MORDENZANTI, COMPOSITI
FLOW, SBIANCANTI, LIQUIDO
EMOSTATICO E IN GENERALE
PER QUALSIASI PRODOTTO IN
GEL.



QUANTITÀ PER PACCO
100 PEZZI

AGO APPLICATORE MONOUSO 20GA

SKU: 0021530

DIAMETRO: 0,9MM

AGO APPLICATORE MONOUSO 21GA

SKU: 0021528

DIAMETRO: 0,8MM

AGO APPLICATORE MONOUSO 23GA

SKU: 0021527

DIAMETRO: 0,6MM

AGO APPLICATORE MONOUSO 25GA

SKU: 0021526

DIAMETRO: 0,5MM



AGO APPLICATORE MONOUSO 18GA

SKU: 0021529

DIAMETRO: 1,2MM



M CANNULE SAGOMATE

LA FORMA ARROTONDATA E LE DIMENSIONI COMPATTE RIDUCONO IL RIFLESSO FARINGEO ANCHE NEI PAZIENTI PIÙ SENSIBILI.

Le cannule sagomate offrono un'impugnatura ergonomica antiscivolo che agevola il lavoro dell'operatore.



QUANTITÀ PER PACCO
10 PEZZI



DIMENSIONI
114X16MM

La forma lineare garantisce una maggior silenziosità migliorando allo stesso tempo l'igiene.

SKU: ER-22930008



M

CANNULE E ADATTATORI

CANNULE PETITO 16MM BLU

SKU: DR-A700056054

QUANTITÀ: 5 PEZZI



CANNULE STERILI 13,5MM

SKU: DC-1A5160

QUANTITÀ: 20 PEZZI PER CONFEZIONE



CANNULE STERILI MICRO BLUTIP 13,5MM

SKU: SV-MICRO CANSTI

QUANTITÀ: 20 PEZZI PER CONFEZIONE



CANNULE UNIVERSALI TURCHESE

SKU: DR-0700-055-55

QUANTITÀ: 5 PEZZI PER CONFEZIONE



ADATTATORE Ø 11/16MM

SKU: DC-1A5210

QUANTITÀ: 1 PEZZO PER CONFEZIONE



ADATTATORE/RIDUTTORE Ø 4,8 SU 11MM

SKU: SV-ADATT.2

QUANTITÀ: 1 PEZZO PER CONFEZIONE



ADATTATORE N.3

SKU: SV-ADATT.3

QUANTITÀ: 5 PEZZI PER CONFEZIONE



N

ASPIRASALIVA MONOUSO IN PVC

Atossico con filo metallico per mantenere la forma. Cappuccio arrotondato, adatto a mucose sensibili. Prodotti in italia con standard di qualità e sicurezza.

MODELLI DISPONIBILI

SKU: ER-22810***



DIMENSIONI
28X18CM



QUANTITÀ PER PACCO
12 PEZZI



SEI INDECISO?

CI PENSIAMO NOI!

ASPIRASALIVA MIX 6 COLORI

Mix aspirasaliva: 12 buste di aspirasaliva (100 pezzi cadauna) in 6 colori, 2 buste per colore.

SKU: ER-290261



N

MICRO APPLICATORI PENNELLI APPLICATORI

TERMINALI ORIENTABILI CHE
PERMETTONO L'APPLICAZIONE
DI PICCOLE QUANTITÀ DI
MATERIALE IN ZONE DI
DIFFICILE ACCESSO.



QUANTITÀ PER PACCO
100 PEZZI

Ideale per applicare: mordenzature, adesivi,
cavity-liner, materiale desensibilizzante, soluzioni
emostatiche, rilevatori di placca batterica, sigillanti.

PENNELLI
APPLICATORI
VARI COLORI
SKU: DC-1A6550-1A6551



QUANTITÀ PER PACCO
100 PEZZI



MICRO APPLICATORE REGULAR
SKU: DC-1A6541



MICRO APPLICATORE FINE
SKU: DC-1A6542



MICRO APPLICATORE SUPER FINE
SKU: DC-1A6543



MICRO APPLICATORE EXTRA FINE
SKU: DC-1A6544



fibre non assorbenti che permettono
l'applicazione di dosi molto ridotte di
materiale in zone di difficile accesso



M BICCHIERI MONOUSO

**SCEGLI IL MODELLO PIU
ADATTO A TE!**

BICCHIERE MONOUSO LARGE

SKU: ER-2141001*



CAPIENZA:
220 ml



QUANTITÀ:
1000 PEZZI PER CONFEZIONE



BICCHIERE MONOUSO MEDIUM

SKU: DI-BC180CC**50



CAPIENZA:
180 ml



QUANTITÀ:
1000 PEZZI PER CONFEZIONE



BICCHIERE MONOUSO SMALL

SKU: AT-216036



CAPIENZA:
160 ml



QUANTITÀ:
3000 PEZZI PER CONFEZIONE





**SCEGLI IL COLORE
CHE PREFERISCI!**

M COLLUTORIO CON CLOREXIDINA

PRODOTTO IDEALE PER
L'IGIENE QUOTIDIANA DI DENTI
E GENGIVE, PREVIENE LA
FORMAZIONE DELLA PLACCA



QUANTITÀ PER PACCO
2 PEZZI

L'assenza di alcol rispetta maggiormente le mucose, aumenta la compliance del prodotto

Contiene: lo 0,02% di clorexidina, un ingrediente antibatterico che allevia le irritazioni gengivali



Principi attivi naturali di origine vegetale che aiutano a combattere i problemi di alitosi.

COLLUTORIO
250 ML
SKU: DI-MA02ST**2
18 PEZZI

M LUNOS

- CONTIENE FLUORURO DI SODIO
- SENZA ZUCCHERO, CON XILITOLO
- SENZA ALCOL



LUNOS ARANCIA O MENTA
PASTA 2 IN 1 100GR
SKU: DR-CPZ730A1901

Favorisce una buona sensazione in bocca e può essere utilizzata sia a livello professionale che a casa

Pronta all'uso per la pulizia della bocca senza alcool. Protegge denti e gengive. Gli oli essenziali assicurano un alito fresco.

MODELLI DISPONIBILI

GENTA CLEAN MENTA

SKU: DR-CPZ630A2250

4 X 180GR



PERIO COMBI

SKU: DR-CPZ640A1950

4 X 100GR



PASTA SUPER SOFT ARANCIO

SKU: DR-CPZ750A0901

100GR



M

SCODELLA PER GESSO/ALGINATO

FLESSIBILE, RESISTENTE, IDEALE
PER MISCELARE MATERIALI E
CREARE IMPRONTE PRECISE.



QUANTITÀ PER PACCO
2 PEZZI



MODELLI DISPONIBILI

SCODELLA

Ø 100MM

SKU: DK-TD0321

1 PEZZO



SCODELLA SILICONE

Ø 140MM

SKU: DK-TD0323

1 PEZZO



TAZZA

ALGINATO

SKU: DC-1A667*

1 PEZZO

TAGLIE: S/M/L



SPATOLA

GESSO/ALGINATO

ANATOMICO

SKU: DC-1A6666

2 PEZZO



SPATOLA

GESSO/ALGINATO

MAN. VUOTO

SKU: DC-1A6667

1 PEZZO



SPATOLINA

MONOUSO

AL2736

SKU: DC-1A6668

100 PEZZI



M PERNI CALCINABILI

REALIZZATI IN UNA PLASTICA SPECIALE CHE NON LASCIA RESIDUI QUANDO SI BRUCIANO, SI UTILIZZANO IN RIPARAZIONI DI PERNI E MONCONI QUANDO LA STRUTTURA DENTARIA È INADEGUATA



QUANTITÀ PER PACCO
100 PEZZI



MODELLI DISPONIBILI

PERNI CALCINABILI
TRASPARENTI 1,0MM
SKU: DK-TD7052-04
100 PEZZI



PERNI CALCINABILI
TRASPARENTI 0,8MM
SKU: DK-TD7053-04
100 PEZZI



PERNI CALCINABILI
GIALLI 0,6MM
SKU: DK-TD7050-04
100 PEZZI



M

SEGGIOLINO PER OPERATORE

SEGGIOLINO PER OPERATORE IN ACCIAIO CROMATO, BASE A CINQUE RAZZE E RUOTE. MECCANISMO A 360° E SCHIENALE REGOLABILE. SUPERFICI LISCE PER UNA FACILE PULIZIA.



QUANTITÀ PER PACCO
1 PEZZO



SEGGIOLINO LILLA
SKU: ER-CDS301/E17

SEGGIOLINO BLU
SKU: ER-CDS301/E17

MODELLI DISPONIBILI

SEGGIOLINO
PANNA

SKU: ER-CDS301/E17



SEGGIOLINO
BEIGE

SKU: ER-CDS301/E17



SEGGIOLINO
GIALLO

SKU: ER-CDS301/E17



SEGGIOLINO
VERDE ACQUA

SKU: ER-CDS301/E17



SEGGIOLINO
VERDE

SKU: ER-CDS301/E17



SEGGIOLINO
AZZURRO

SKU: ER-CDS301/E17



M COPRITESTIERA

COPRITESTIERA A BUSTA, REALIZZATO IN CELLULOSA ALL'ESTERNO E POLIETILENE ALL'INTERNO. COMPLETA DI PRATICO DISPENSER CON SISTEMA "APRI/CHIUDI".



DIMENSIONI
28X18CM



QUANTITÀ PER PACCO
12 PEZZI




Massima resistenza e impermeabilità per la protezione della zona più sensibile del riunito. Il modello a busta lo rendono utilizzabile su diversi modelli di riunito, per un'applicazione semplice e immediata.

MODELLI DISPONIBILI

COPRITESTA
VERDE
SKU: ER-213005



COPRITESTA
BIANCO
SKU: ER-213007



COPRITESTA
BIANCO
SKU: ER-21300*




M VASSOIO MONOUSO

PERFETTO PER LA PROTEZIONE E LA CONSEGNA DI STRUMENTI STERILI NELLE SALE OPERATORIE, PER CONTENERE SOLUZIONI DETERGENTI E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI E FLUIDI

VASSOIO MONOUSO
LISCIO IN PET BIANCO
SKU: LR-VA01P1W1
280x180MM

VASSOIO MONOUSO IN
HIPS/GPPS ARANCIONE
SKU: DIS-VA01H301
193x293MM

VASSOIO MONOUSO IN
HIPS/GPPS GIALLO
SKU: DIS-VA01H3Y1
193x293MM




Materiale facile da pulire e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici sanitari. Tutti i vassoi monouso sono distribuiti in confezioni da 400 pezzi.



**VASSOIO MONOUSO IN
HIPS/GPPS VERDE**
SKU: DIS-VA01H3G1
193x293MM

**VASSOIO MONOUSO IN
HIPS/GPPS AZZURRO**
SKU: DIS-VA01H3LB1
193x293MM

**VASSOIO MONOUSO
IN POLISTIROLO
ZIGRINATO BIANCO**
SKU: LR-VA02S1W1
280x180MM



M VASSOIO LISCIO IN ALLUMINIO

PROGETTATO PER ESSERE CONTENUTO IN
ALTRI DISPOSITIVI

Resistente, leggero e facile da pulire.
È progettato per organizzare e
trasportare strumenti in modo sicuro
e igienico grazie all'inserto incluso.
La superficie liscia facilita una rapida
sterilizzazione.



DIMENSIONI
284x184x17MM



QUANTITÀ PER PACCO
1 PEZZO

VASSOIO LISCIO
IN ALLUMINIO
SKU: DK-TD300*

MODELLI DISPONIBILI

VASSOIO LISCIO
IN ALLUMINIO
ROSSO
SKU: DK-TD3000



VASSOIO LISCIO
IN ALLUMINIO
VERDE
SKU: DK-TD3002



VASSOIO LISCIO
IN ALLUMINIO
BLU
SKU: DK-TD300*



N

VASSOIO FORATO IN ACCIAIO

IDEALE PER LA STERILIZZAZIONE E
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI
DENTALI.



DIMENSIONI
284x184x17MM




QUANTITÀ PER PACCO
1 PEZZO

VASSOIO MAXI FORATO
IN ACCIAIO INOX
SKU: DK-TD3070F


COPERCHIO



VASSOIO



RASTRELLIERA MAXI IN ALLUMINIO 17 SEDI
SKU: US-TD3015
1 PEZZO



M TRAY PAPER


CARTA SENZA CLORO, DIOSSINA E CENERI. RESISTENTE AL CONTATTO CON IL VAPORE, IDEALE COME BASE NEI PROCESSI DI STERILIZZAZIONE.



DIMENSIONI
28X18CM



QUANTITÀ PER PACCO
12 PEZZI



Permeabili a vapore e gas e resistenti all'umidità, non si sfibrano o degradano durante la sterilizzazione, evitando residui che potrebbero intasare lo scarico dell'autoclave.

MODELLI DISPONIBILI



ARANCIONE
SKU: ER-205007



GIALLO
SKU: ER-205008



VERDE
SKU: ER-205004



AZZURRO
SKU: ER-205001



LILLA
SKU: ER-205010



BIANCO
SKU: ER-2050**

M GUAINA

GUAINA MONOUSO IN ROTOLO



Le guaine sensori monitorano parametri come temperatura e umidità, mentre quelle protettive proteggono strumenti e attrezzature, garantendo sicurezza e igiene nell'industria dentale.

MODELLI DISPONIBILI

GUAINA SENSORI
SKU: DI-GPSENS200X42
500 PEZZI
42X200MM



GUAINA PROTETTIVE
SKU: DI-GP45X450PER
250 PEZZI
45X450



GUAINA PROTETTIVE
SKU: DI-GP55X450PER
250 PEZZI
55X450MM



M COLLARE ANTI RAGGI X

COLLARE PER PAZIENTE/
OPERATORE. SENZA BORDINO,
SPESSORE 0,50 MM



QUANTITÀ PER PACCO
1 PEZZO



Realizzati in LITALIGHT SL (100% senza piombo), materiale ad alta tecnologia che sostituisce completamente il piombo con metalli che si bilanciano e compensano dal punto di vista atomico. Peso: 2,7 kg/m².

MODELLI DISPONIBILI

COLLARE ANTI
RX AZZURRO

SKU: SE-RX-040135-08
1 PEZZI



COLLARE ANTI
RX BLU

SKU: SE-RX-040135-08
1 PEZZI



COLLARE ANTI
RX BAMBINO

SKU: SE-RX-080235-128
1 PEZZI



N

GREMBIULE ANTI RAGGI X

PROTEZIONE OTTIMALE DAI RAGGI X VI ACCOMPAGNA IN UNA GIORNATA SICURA E CONFORTEVOLE GRAZIE ALL'OTTIMA DISTRIBUZIONE DEL PESO E ALL'ELEVATO GRADO DI MOVIMENTO E FLESSIBILITÀ.



QUANTITÀ PER PACCO
1 PEZZO



Realizzati in LITALIGHT SL (100% senza piombo), materiale ad alta tecnologia che sostituisce completamente il piombo con metalli che si bilanciano e compensano dal punto di vista atomico.

MODELLI DISPONIBILI

GREMBIULE ANTI
RX ADULTO
SKU: ER-224003
1 PEZZO



GREMBIULE ANTI
RX BAMBINO
SKU: ER-224003
1 PEZZO



GREMBIULE ANTI
RX BAMBINO
FANT. ANIMALE
SKU: ER-224003
1 PEZZO




M PORTA RADIOGRAFIE

PORTA RADIOGRAFIE IN MATERIALE PLASTICO, CON PRATICO SISTEMA DI POSIZIONAMENTO DELLA RADIOGRAFIA



QUANTITÀ PER PACCO
100 PEZZI



PORTARADIOGRAFIE 2 POSTI

SKU: DC-1A6610

DIMENSIONI: 2X3 CM



PORTARADIOGRAFIE 4 POSTI

SKU: DC-1A6611


DIMENSIONI: 3X4 CM



PORTARADIOGRAFIE 6 POSTI

SKU: DC-1A6612


DIMENSIONI: 3X4 CM



PORTARADIOGRAFIE 18 POSTI

SKU: DC-1A6616

DIMENSIONI: 3X4 CM



N PERIOMAT INTRA

SET SPECIALE PER CHIMICA RADIOGRAFICA, CONCENTRATO PER 4 APPROCCI, BAGNO DI SVILUPPO E FISSAGGIO PER PERIOMAT E XR04.



FLACONI DA
500 ML



QUANTITÀ PER PACCO
4+4 PEZZI

SVILUPPO

+

FISSAGGIO



SKU: DR-CXB250C9940

M VASCHE DISINFEZIONE

**GHIACCIO ISTANTANEO
ADATTO AL PRIMO SOCCORSO
CONTRO LE CONTUSIONI E I
SINTOMI DA TRAUMA.**

HYGBOX

SKU: 0070131

Contenitore per la disinfezione robusto e resistente, con la capacità di 3 litri. Prese ergonomiche per un trasporto sicuro. Posizione di sgocciolamento entiribaltamento per il contenitore-setaccio integrato. Intagli speciali per impedire che gli strumenti rimangano impigliati.



CONTENITORE PER DISINFEZIONE STRUMENTI

SKU: 0070154

Capacità: 1,250 litri
Dimensioni: 26X11X8 CM
Resistente agli agenti chimici
Il castello sollevandosi, garantisce l'asciugatura degli strumenti



BOX DISINFEZIONE A FREDDO AUTOCLAVE

SKU: 0070155

Capacità: 3 litri
Dimensioni: 33X26X14 CM
Autoclavabile a 121°
Il castello sollevandosi, garantisce l'asciugatura degli strumenti.



M

CONTENITORE ENDOBOX MINI

IN ALLUMINIO ANODIZZATO
COMPLETO DI COPERCHIO.



DIMENSIONI
104x44x54 mm



72 Strumenti manuali



48 Strumenti manuali

24 Strumenti manuali
24 Strumenti meccanici



MODELLI DISPONIBILI

ENDOBOX MINI ROSSO

SKU: 0120829
1 PEZZO



ENDOBOX MINI BLU

SKU: 0120863
1 PEZZO



ENDOBOX MINI ARGENTO

SKU: 0120830
1 PEZZO



INDICE

SCHEDE TECNICHE ONE

Ghiaccio Istantaneo Monouso	42-53
Tovaglioli Monouso In Cellulosa	54-61
Vassoi	62-67
Mantelline Monouso In Cellulosa	68-69





GHIACCIO ISTANTANEO IN PE 2°C 175GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

GHIACCIO ISTANTANEO IN PE 2°C 175GR

SCHEDA TECNICA

SKU: INT-ME*PE1DM*

CLASSE: DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I

SKU PER 1 PEZZO:

UDI-DI PER 1 PEZZO: 805830192INTMEDS

RDM PER 1 PEZZO: 2638317

SKU PER 25 PEZZI:

UDI-DI PER 25 PEZZI: 805830192INTMEDS

RDM PER 25 PEZZI: 2638239



ONE[®]
Your safety is our priority



GHIACCIO Istantaneo in PE 2°C 175GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

INDICE

DESCRIZIONE PRODOTTO	- 1
STANDARDS PRODOTTO E PROCESSO	- 2
FABBRICANTE	- 3
COMPOSIZIONE PRODOTTO	- 4
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	- 5
ISTRUZIONI D'USO	- 6
AVVERTENZE E SCADENZA	- 7
SCADENZA	- 8
IMBALLO E DIMENSIONI	- 9
CONSERVAZIONE E TRASPORTO	- 10
REVISIONE	- 11



N GHIACCIO ISTANTANEO IN PE

2°C 175GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

1. DESCRIZIONE PRODOTTO

Ghiaccio istantaneo adatto al primo soccorso contro le contusioni e i sintomi di trauma. Pochi secondi di attivazione, sollievo immediato.

2. STANDARDS PRODOTTO E PROCESSO

Classificazione secondo l'Allegato VIII regola 1 della Direttiva Europea (UE) 2017/745
Dispositivo Medico di Classe I
ISO 9001:2015
EN ISO 13485:2016
EN ISO 14971:2012
EN ISO 15223-1:2021
EN ISO 10993-1:2021
EN 62366-1:2015

3. FABBRICANTE

Prodotto da: ONE S.R.L.
Via L. Negrelli, 4 - 30100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 011 0760189
Distribuito da: ONE S.R.L.
Via della Consolata, 1/bis - 10122 Torno (TO)
Tel. +39 011 0760189

4. COMPOSIZIONE PRODOTTO

Urea, Acqua
La sua composizione è strutturata in due parti:
Livello esterno: 2 strati in PE termosaldati, impermeabili e resistenti all'urto, pensati per proteggere dal freddo
Livello interno: Sacca speciale per la soluzione liquida, composta di 2 strati, garantisce l'attivazione con le dita, resistente all'urto. Privo di lattice (latex free).

5. MODALITÀ DI SMALTIMENTO

GHIACCIO: INDIFFERENZIATA o secondo indicazioni del proprio comune.
IMBALLAGGIO: Smaltire l'imballaggio in cartone seguendo le norme del proprio comune

6. ISTRUZIONI D'USO

Si attiva premere con entrambe le mani verso il centro fino ad ottenere la rottura della bolla interna. Dopo pochi secondi il liquido interno raggiungerà la temperatura ottimale per dare sollievo. Agitare il sacchetto per miscelare il contenuto. Applicare sulla parte interessata. Applicare sulla parte interessata. Adatto al primo soccorso di tutte le fasce di età. Temperatura minima non superiore a 2°C, dopo 15 minuti non superiore a 6°C.

7. AVVERTENZE E SCADENZA

Tenere lontano dal contatto diretto della luce del sole e da fonti di calore, in un ambiente asciutto, fresco e inodore. Solo per uso esterno, monouso. Non utilizzare se il sacchetto è danneggiato. Non rompere il sacchetto e non provocare la fuoriuscita del contenuto. Il contenuto macchia, irrita (in caso di contatto sciacquare con acqua l'area per 15 min.) non ingerire. Conservare a temperatura ambiente fuori dalla portata dei bambini, lontano da fonti di calore e da materiali infiammabili. Non congelare, non applicare su cute lesa. Contattare il medico in caso di malattie cardiovascolari, circolatorie, di diabete e/o insensibilità cutanea (sindrome di Raynaud), di utilizzo su neonati, bambini ed anziani, in caso di dubbio sul trattamento da effettuare e se la sintomatologia persiste.



ONE[®]
Your safety is our priority



GHIACCIO Istantaneo IN PE 2°C 175GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

8. SCADENZA

4 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione.

9. IMBALLO E DIMENSIONI

Confezione prodotto: 1 pezzo
Dimensione prodotto: 14 cm X 18 cm X 2,5 cm
Cartone: 25 pezzi
Dimensione cartone: 32 cm X 23 cm X 14cm

10. CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Proteggere dalla luce solare diretta e conservare in un luogo fresco e asciutto, in ambienti privi di odori e lontano da fonti di calore.

11. REVISIONE

Ultima revisione del 14/11/2024 REV N.1
REV. N. 2 DEL 29/01/2025 inserimento fabbricante e distributore





GHIACCIO Istantaneo in TNT 2°C 175GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

GHIACCIO Istantaneo in TNT 2°C 175GR

SCHEDA TECNICA

SKU: INT-ME*TNT1DM*

CLASSE: DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I

SKU PER 1 PEZZO:

UDI-DI PER 1 PEZZO: 805830192INTMEDS

RDM PER 1 PEZZO: 2638332

SKU PER 25 PEZZI:

UDI-DI PER 25 PEZZI: 805830192INTMEDS

RDM PER 25 PEZZI: 2638249



ONE[®]
Your safety is our priority



GHIACCIO Istantaneo in TNT 2°C 175GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

INDICE

DESCRIZIONE PRODOTTO	- 1
STANDARDS PRODOTTO E PROCESSO	- 2
FABBRICANTE	- 3
COMPOSIZIONE PRODOTTO	- 4
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	- 5
ISTRUZIONI D'USO	- 6
AVVERTENZE E SCADENZA	- 7
SCADENZA	- 8
IMBALLO E DIMENSIONI	- 9
CONSERVAZIONE E TRASPORTO	- 10
REVISIONE	- 11



N GHIACCIO ISTANTANEO IN TNT

2°C 175GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

1. DESCRIZIONE PRODOTTO

Ghiaccio istantaneo adatto al primo soccorso contro le contusioni e i sintomi di trauma. Pochi secondi di attivazione, sollievo immediato.

2. STANDARDS PRODOTTO E PROCESSO

Classificazione secondo l'Allegato VIII regola 1 della Direttiva Europea (UE) 2017/745
Dispositivo Medico di Classe I
ISO 9001:2015
EN ISO 13485:2016
EN ISO 14971:2012
EN ISO 15223-1:2021
EN ISO 10993-1:2021
EN 62366-1:2015

3. FABBRICANTE

Prodotto da: ONE S.R.L.
Via L. Negrelli, 4 - 30100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 011 0760189
Distribuito da: ONE S.R.L.
Via della Consolata, 1/bis - 10122 Torno (TO)
Tel. +39 011 0760189

4. COMPOSIZIONE PRODOTTO

Urea, Acqua
La sua composizione è strutturata in due parti:
Livello esterno: 3 strati in TNT termosaldati, impermeabili e resistenti all'urto, pensati per proteggere dal freddo
Livello interno: Sacca speciale per la soluzione liquida, composta di 2 strati, garantisce l'attivazione con le dita, resistente all'urto. Privo di lattice (latex free)

5. MODALITÀ DI SMALTIMENTO

GHIACCIO: INDIFFERENZIATA o secondo indicazioni del proprio comune.
IMBALLAGGIO: Smaltire l'imballaggio in cartone seguendo le norme del proprio comune

6. ISTRUZIONI D'USO

Si attiva premere con entrambe le mani verso il centro fino ad ottenere la rottura della bolla interna. Dopo pochi secondi il liquido interno raggiungerà la temperatura ottimale per dare sollievo. Agitare il sacchetto per miscelare il contenuto. Applicare sulla parte interessata. Adatto al primo soccorso di tutte le fasce di età.
Temperatura minima non superiore a 2°C, dopo 15 minuti non superiore a 6°C.

7. AVVERTENZE E SCADENZA

Tenere lontano dal contatto diretto della luce del sole e da fonti di calore, in un ambiente asciutto, fresco e inodore. Solo per uso esterno, monouso. Non utilizzare se il sacchetto è danneggiato. Non rompere il sacchetto e non provocare la fuoriuscita del contenuto. Il contenuto macchia, irrita (in caso di contatto sciacquare con acqua l'area per 15 min.), non ingerire. Conservare a temperatura ambiente fuori dalla portata dei bambini, lontano da fonti di calore e da materiali infiammabili. Non congelare, non applicare su cute lesa. Contattare il medico in caso di malattie cardiovascolari, circolatorie, di diabete e/o insensibilità cutanea (sindrome di Raynaud), di utilizzo su neonati, bambini ed anziani, in caso di dubbio sul trattamento da effettuare e se la sintomatologia persiste. Validità: 4 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione.



ONE[®]
Your safety is our priority



GHIACCIO Istantaneo in TNT 2°C 175GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

8. SCADENZA

4 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione.

9. IMBALLO E DIMENSIONI

Confezione prodotto: 1 pezzo
Dimensione prodotto: 14 cm X 18 cm X 2,5 cm
Cartone: 25 pezzi
Dimensione cartone: 32 cm X 23 cm X 14cm

10. CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Proteggere dalla luce solare diretta e conservare in un luogo fresco e asciutto, in ambienti privi di odori e lontano da fonti di calore.

11. REVISIONE

REV N.1 DEL 14/11/2024
REV. N. 2 DEL 29/01/2025 inserimento fabbricante e distributore





GHIACCIO Istantaneo in MLB 2°C 175GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

GHIACCIO Istantaneo in MLB 2°C 175GR

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I

SCHEDA TECNICA

SKU: INT-ME*MLB1DM*

UDI-DI:

RDM:



ONE[®]
Your safety is our priority



GHIACCIO Istantaneo in MLB 2°C 175GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

INDICE

DESCRIZIONE PRODOTTO	- 1
STANDARDS PRODOTTO E PROCESSO	- 2
FABBRICANTE	- 3
COMPOSIZIONE PRODOTTO	- 4
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	- 5
ISTRUZIONI D'USO	- 6
AVVERTENZE E SCADENZA	- 7
SCADENZA	- 8
IMBALLO E DIMENSIONI	- 9
CONSERVAZIONE E TRASPORTO	- 10
REVISIONE	- 11





GHIACCIO ISTANTANEO IN MLB

2°C 175GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

1. DESCRIZIONE PRODOTTO

Ghiaccio istantaneo adatto al primo soccorso contro le contusioni e i sintomi di trauma. Pochi secondi di attivazione, sollievo immediato

2. STANDARDS PRODOTTO E PROCESSO

Classificazione secondo l'Allegato VIII regola 1 della Direttiva Europea (UE) 2017/745
Dispositivo Medico di Classe I
ISO 9001:2015
EN ISO 13485:2016
EN ISO 14971:2012
EN ISO 15223-1:2021
EN ISO 10993-1:2021
EN 62366-1:2015

3. FABBRICANTE

Prodotto da: ONE S.R.L.
Via L. Negrelli, 4 - 30100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 011 0760189
Distribuito da: ONE S.R.L.
Via della Consolata, 1/bis - 10122 Torno (TO)
Tel. +39 011 0760189

4. COMPOSIZIONE PRODOTTO

Urea, Acqua
Livello esterno: Tessuto non tessuto/PE/Nylon, OPP/PE termosaldati (meltblown), impermeabili e resistenti all'urto, pensati per proteggere dal freddo
Privo di lattice (latex free) Monouso

5. MODALITÀ DI SMALTIMENTO

GHIACCIO: INDIFFERENZIATA o secondo indicazioni del proprio comune.
IMBALLAGGIO: Smaltire l'imballaggio in cartone seguendo le norme del proprio comune

6. ISTRUZIONI D'USO

Si attiva premere con entrambe le mani verso il centro fino ad ottenere la rottura della bolla interna. Dopo pochi secondi il liquido interno raggiungerà la temperatura ottimale per dare sollievo. Agitare il sacchetto per miscelarne il contenuto. Applicare sulla parte interessata. Applicare sulla parte interessata. Adatto al primo soccorso di tutte le fasce di età. Temperatura minima non superiore a 2°C, dopo 15 minuti non superiore a 6°C.

7. AVVERTENZE E SCADENZA

Tenere lontano dal contatto diretto della luce del sole e da fonti di calore, in un ambiente asciutto, fresco e inodore. Solo per uso esterno, monouso. Non utilizzare se il sacchetto è danneggiato. Non rompere il sacchetto e non provocare la fuoriuscita del contenuto. Il contenuto macchia, irrita (in caso di contatto sciacquare con acqua l'area per 15 min.) non ingerire. Conservare a temperatura ambiente fuori dalla portata dei bambini, lontano da fonti di calore e da materiali infiammabili. Non congelare, non applicare su cute lesa. Contattare il medico in caso di malattie cardiovascolari, circolatorie, di diabete e/o insensibilità cutanea (sindrome di Raynaud), di utilizzo su neonati, bambini ed anziani, in caso di dubbio sul trattamento da effettuare e se la sintomatologia persiste.



ONE[®]
Your safety is our priority



GHIACCIO Istantaneo in MLB 2°C 175GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

8. SCADENZA

4 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione.

9. IMBALLO E DIMENSIONI

Confezione prodotto: 1 pezzo
Dimensione prodotto: 14 cm X 18 cm X 2,5 cm
Cartone: 25 pezzi
Dimensione cartone: 32 cm X 23 cm X 14cm

10. CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Proteggere dalla luce solare diretta e conservare in un luogo fresco e asciutto, in ambienti privi di odori e lontano da fonti di calore.

11. REVISIONE

Ultima revisione del 04/02/2025 REV N.1





TOVAGLIOLO IN CELLULOSA 15GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

ONE DENTAL BIB TOVAGLIOLO IN CELLULOSA 1+1 15GR

SCHEDA TECNICA

SKU: PM-T002*1**

RDM:

UDI-DI:



ONE[®]
Your safety is our priority



TOVAGLIOLO IN CELLULOSA 15GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

1. DENOMINAZIONE PRODOTTO

ONE DENTAL BIB
TOVAGLIOLO IN CELLULOSA + PE 15GR

2. CODICE PRODOTTO

PM-T002*1**

3. DESCRIZIONE PRODOTTO

Il tovagliolo è realizzato in cellulosa piegata con un retro in pellicola di polietilene (PE). La superficie presenta una goffratura orizzontale, mentre i bordi laterali sono caratterizzati da una goffratura verticale.

4. SPECIFICHE TECNICHE E MATERIALI

COMPOSTO DA:
1 velo di tessuto di cellulosa , 15-18 g/m² (a seconda del colore)
1 velo di polietilene (film PE) 8-10 g/m²

5. PROPRIETA' PRODOTTO

Venduto in confezioni da 500 o 840 pezzi
Dimensioni non piegate: 33X45 cm
Dimensioni piegate: 11,5X16,3 cm
Colorazioni disponibili:
- Lilla
- Azzurro
- Giallo chiaro
- Bianco

6. FABBRICANTE

Polmask sp. z o.o.

7. STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e asciutto

8. SMALTIMENTO

Se utilizzato deve essere smaltito come rifiuto speciale (verificare le disposizioni locali).
Se non utilizzato può essere smaltito nel rifiuto indifferenziato.

9. SCADENZA

5 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione.

10. REVISIONE

Ultima revisione del 8/10/2024 REV.1



ONE[®]
Your safety is our priority



TOVAGLIOLO IN CELLULOSA 20/21,5GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

ONE DENTAL BIB TOVAGLIOLO IN CELLULOSA 1+1 20/21,5GR

SCHEDA TECNICA

SKU: PM-T002*3**

RDM:

UDI-DI:



ONE[®]
Your safety is our priority



TOVAGLILO IN CELLULOSA 20/21,5GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

1. DENOMINAZIONE PRODOTTO

ONE DENTAL BIB
TOVAGLILO IN CELLULOSA + PE 20/21,5GR

2. CODICE PRODOTTO

PM-T002*3**

3. DESCRIZIONE PRODOTTO

Il tovagliolo è realizzato in cellulosa piegata con un retro in pellicola di polietilene (PE). La superficie presenta una goffratura orizzontale, mentre i bordi laterali sono caratterizzati da una goffratura verticale.

4. SPECIFICHE TECNICHE E MATERIALI

COMPOSTO DA:
1 velo di tessuto di cellulosa , 20/21,5 g/m² (a seconda del colore)
1 velo di polietilene (film PE) 8-10 g/m²

5. PROPRIETA' PRODOTTO

Venduto in confezioni da 500 o 720 pezzi
Dimensioni non piegate: 33X45 cm
Dimensioni piegate: 11,5X16,3 cm
Colorazioni disponibili:
- Verde
- Lilla
- Azzurro
- Lime
- Arancione
- Giallo

6. FABBRICANTE

Polmask sp. z o.o.

7. STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e asciutto

8. SMALTIMENTO

Se utilizzato deve essere smaltito come rifiuto speciale (verificare le disposizioni locali).
Se non utilizzato può essere smaltito nel rifiuto indifferenziato.

9. SCADENZA

5 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione.

10. REVISIONE

Ultima revisione del 8/10/2024 REV.1





TOVAGLIOLO IN CELLULOSA 23GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

ONE DENTAL BIB TOVAGLIOLO IN CELLULOSA 1+1 23GR

SCHEDA TECNICA

SKU: PM-T002*4**

RDM:

UDI-DI:



ONE[®]
Your safety is our priority



TOVAGLIOLO IN CELLULOSA 23GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

1. DENOMINAZIONE PRODOTTO

ONE DENTAL BIB
TOVAGLIOLO IN CELLULOSA + PE 20/21,5GR

2. CODICE PRODOTTO

PM-T002*4**

3. DESCRIZIONE PRODOTTO

Il tovagliolo è realizzato in cellulosa piegata con un retro in pellicola di polietilene (PE). La superficie presenta una goffratura orizzontale, mentre i bordi laterali sono caratterizzati da una goffratura verticale.

4. SPECIFICHE TECNICHE E MATERIALI

COMPOSTO DA:
1 velo di tessuto di cellulosa , 23 g/m² (a seconda del colore)
1 velo di polietilene (film PE) 8-10 g/m²

5. PROPRIETA' PRODOTTO

Venduto in confezioni da 500 o 660 pezzi
Dimensioni non piegate: 33X45 cm
Dimensioni piegate: 11,5X16,3 cm
Colorazioni disponibili:
- Verde
- Lilla
- Azzurro
- Lime
- Arancione
- Giallo
- Blu scuro
- Nero

6. FABBRICANTE

Polmask sp. z o.o.

7. STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e asciutto

8. SMALTIMENTO

Se utilizzato deve essere smaltito come rifiuto speciale (verificare le disposizioni locali).
Se non utilizzato può essere smaltito nel rifiuto indifferenziato.

9. SCADENZA

5 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione.

10. REVISIONE

Ultima revisione del 8/10/2024 REV.1





TOVAGLIOLO IN CELLULOSA 15/18GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

ONE DENTAL BIB TOVAGLIOLO IN CELLULOSA 2+1 15/18GR

SCHEDA TECNICA

SKU: PM-T001*2**

RDM:

UDI-DI:



ONE[®]
Your safety is our priority



TOVAGLIOLO IN CELLULOSA 15/18GR

SCHEDA TECNICA N. 1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

1. DENOMINAZIONE PRODOTTO

ONE DENTAL BIB
TOVAGLIOLO IN CELLULOSA + PE 15GR

2. CODICE PRODOTTO

PM-T001*2**

3. DESCRIZIONE PRODOTTO

Il tovagliolo è realizzato in cellulosa piegata con un retro in pellicola di polietilene (PE). La superficie presenta una goffratura orizzontale, mentre i bordi laterali sono caratterizzati da una goffratura verticale.

4. SPECIFICHE TECNICHE E MATERIALI

COMPOSTO DA:
2 veli di tessuto di cellulosa , 15-18 g/m² (a seconda del colore)
1 velo di polietilene (film PE) 8-10 g/m²
- Nessuna proteina del lattice che può causare allergie (LATEX FREE)

5. PROPRIETA' PRODOTTO

Venduto in confezioni da 500 pezzi
Dimensioni non piegate: 33X45 cm
Dimensioni piegate: 11,5X16,3 cm
Colorazioni disponibili:
- Lilla
- Azzurro
- Verde scuro
- Verde
- Arancione
- Giallo
- Blu scuro
- Nero
- Lime
- Bianco

6. FABBRICANTE

Polmask sp. z o.o.

7. STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e asciutto

8. SMALTIMENTO

Se utilizzato deve essere smaltito come rifiuto speciale (verificare le disposizioni locali).
Se non utilizzato può essere smaltito nel rifiuto indifferenziato.
Scatola in cartone: la scatola in cartone può essere smaltita nella raccolta differenziata della carta, previa rimozione di eventuali elementi non cartacei (come pellicole di plastica).

9. SCADENZA

5 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione.

10. REVISIONE

Ultima revisione del 8/10/2024 REV.1





ONE DENTAL TRAY

SCHEDA TECNICA N.1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

ONE DENTAL TRAY VASSOIO FONDO LISCIO IN PET

SCHEDA TECNICA

SKU: LR-VA01P1**

ONE[®]
Your safety is our priority



ONE DENTAL TRAY

SCHEDA TECNICA N.1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

1. DENOMINAZIONE PRODOTTO

ONE DENTAL TRAY
VASSOIO MONOUSO FONDO LISCIO PET

2. CODICE PRODOTTO

LR-VA01P**1

3. FABBRICANTE

Prodotto da: ONE S.R.L.
Via Luigi Negrelli, 4 - 39100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 011 076 0189
Importatore: ONE S.R.L.
Via della Consolata, 1/bis - 10122 Torino (TO)
Tel. +39 011 076 0189

4. SPECIFICHE TECNICHE E MATERIALI

LASTRA IN PET

5. DIMENSIONI E CONFEZIONAMENTO

DIMENSIONI 28X18X2,1 CM
CONFEZIONE DA 400 PEZZI SUDDIVISA IN BLOCCHI DA 50.
CON SCOMPARTI PER POZZETTI E PORTA STRUMENTI
- Nessuna proteina del lattice che può causare allergie (LATEX FREE)

6. PRECAUZIONI

SI CONSIGLIA L'USO ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI PRODUZIONE

7. SMALTIMENTO

Smaltimento prodotto: Smaltire rifiuto nella plastica (verificare le disposizioni locali)
Scatola in cartone: la scatola in cartone può essere smaltita nella raccolta differenziata della carta, previa rimozione di eventuali elementi non cartacei (come pellicole di plastica).

8. CLASSIFICAZIONE PRODOTTO

NON E' UN DISPOSITIVO
MEDICO

9. NORME

CONFORME A REACH 1907/06 e succ.agg. DIRETTIVA 94/62/CE e succ.agg.

10. STOCCAGGIO

TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE, ODORE E UMIDITA NON STOCCARE
ALL'APERTO E SOTTO IL SOLE. EVITARE LA SOVRAPPPOSIZIONE DI PESI ECCESSIVI.

11. REVISIONE

Ultima revisione del 8/10/2024 REV.1



ONE DENTAL TRAY

SCHEDA TECNICA N.1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

ONE DENTAL TRAY VASSOIO FONDO LISCIO IN HIPS/GPPS

SCHEDA TECNICA

SKU: DIS-VA01H1**

ONE[®]
Your safety is our priority



ONE DENTAL TRAY

SCHEDA TECNICA N.1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

1. DENOMINAZIONE PRODOTTO

ONE DENTAL TRAY
VASSOIO MONOUSO FONDO LISCIO HIPS/GPPS

2. CODICE PRODOTTO

DIS-VA01H**1

3. FABBRICANTE

Prodotto da: ONE S.R.L.
Via Luigi Negrelli, 4 - 39100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 011 076 0189
Importatore: ONE S.R.L.
Via della Consolata, 1/bis - 10122 Torino (TO)
Tel. +39 011 076 0189

4. SPECIFICHE TECNICHE E MATERIALI

MATERIALE: HIPS, GPPS, Master in vari colori
LAVORAZIONE: Termoformatura
PESO (gr): 11 +/-5%
- Nessuna proteina del lattice che può causare allergie (LATEX FREE)

5. DIMENSIONI E COLORE

DIMENSIONI: 19,3X29,3X2,1 CM
COLORAZIONI DISPONIBILI: Azzurro, arancione, giallo, verde

6. SMALTIMENTO

PS 6; PLASTICA: Verifica le regole del tuo comune per la raccolta differenziata
Imballo primario in Film LDPE 4 (PLASTICA)
Scatola in cartone: la scatola in cartone può essere smaltita nella raccolta differenziata della carta, previa rimozione di eventuali elementi non cartacei (come pellicole di plastica).

7. CONFEZIONAMENTO

IMBALLO PRIMARIO: FILM LDPE 4, PLASTICA
PEZZI PER CONFEZIONE: 50 PEZZI
CONFEZIONE PER CARTONE: 8 CONFEZIONI
PEZZI PER CARTONE: 400 PEZZI
IMBALLO SECONDARIO: CARTONE ONDULATO PAP 20
DIMENSIONI CARTONE (mm): 299X201X311
VOLUME CARTONE (mq): 0,019
PESO CARTONE (Kg): 4,60

8. CLASSIFICAZIONE PRODOTTO

NON E' UN DISPOSITIVO
MEDICO

9. REVISIONE

ULTIMA REVISIONE DEL 8/10/2024 REV N.1



ONE DENTAL TRAY

SCHEDA TECNICA N.1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 9315800
P.IVA: 03169600214

ONE DENTAL TRAY VASSOIO ZIGRINATO IN POLISTIROLO

SCHEDA TECNICA

SKU: LR-VA02S1**



ONE[®]
Your safety is our priority



ONE DENTAL TRAY

SCHEDA TECNICA N.1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 9315800
P.IVA: 03169600214

1. DENOMINAZIONE PRODOTTO

ONE DENTAL TRAY
VASSOIO MONOUSO FONDO ZIGRINATO IN POLISTIROLO

2. CODICE PRODOTTO

LR-VA02S**1

3. FABBRICANTE

Prodotto da: ONE S.R.L.
Via Luigi Negrelli, 4 - 39100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 011 076 0189
Importatore: ONE S.R.L.
Via della Consolata, 1/bis - 10122 Torino (TO)
Tel. +39 011 076 0189

4. SPECIFICHE TECNICHE E MATERIALI

POLISTIROLO

5. DIMENSIONI E CONFEZIONAMENTO

DIMENSIONI 28X18CM
CONFEZIONE DA 400 PEZZI SUDDIVISA IN BLOCCHI DA 50
CON SCOMPARTI PER POZZETTI E PORTA STRUMENTI
- Nessuna proteina del lattice che può causare allergie (LATEX FREE)

6. PRECAUZIONI

SI CONSIGLIA L'USO ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI PRODUZIONE

7. SMALTIMENTO

Smaltimento prodotto: Smaltire rifiuto nella plastica (verificare le disposizioni locali)
Scatola in cartone: la scatola in cartone può essere smaltita nella raccolta differenziata della carta, previa rimozione di eventuali elementi non cartacei (come pellicole di plastica).

8. CLASSIFICAZIONE PRODOTTO

NON E' UN DISPOSITIVO MEDICO

9. NORME

CONFORME A REACH 1907/06 e succ.agg. DIRETTIVA 94/62/CE e succ.agg.

10. STOCCAGGIO

TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE, ODORE E UMIDITA NON STOCCARE ALL'APERTO E SOTTO IL SOLE.
EVITARE LA SOVRAPPOSIZIONE DI PESI ECCESSIVI.

11. REVISIONE

Ultima revisione del 8/10/2024 REV.1



ONE[®]
Your safety is our priority



ONE CAPE

SCHEDA TECNICA N.1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

ONE CAPE MANTELLINA IN CELLULOSA

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I

SCHEDA TECNICA

SKU: DI-MA02****

RDM:

UDI-DI:



ONE[®]
Your safety is our priority



ONE CAPE

SCHEDA TECNICA N.1



ONE S.r.l. Società Benefit
Sede operativa: Palazzo Saluzzo di Paesana (TO)
Sede legale: Via Luigi Negrelli, 4 (BZ)
Tel: +39 011 0760189
P.IVA: 03169600214

1. DENOMINAZIONE PRODOTTO

ONE CAPE

2. CODICE PRODOTTO

DI-MA02****

3. SPECIFICHE TECNICHE E MATERIALI

Mantellina in rotolo realizzata da 1 velo di pura ovatta di cellulosa a fibra lunga (TISSUE) accoppiato con polietene ad alta densità.
Attraverso una fustella ogni singola mantellina viene pretagliata per consentire uno strappo veloce. La perfetta assorbenza e l'impermeabilità del prodotto assicurano un elevato comfort al paziente. Ogni rotolo è avvolto da un depliant illustrativo contenente tutte le informazioni riguardanti il prodotto. Ogni rotolo viene termoretrato per consentire la massima protezione verso gli agenti esterni (es. polvere, sporco). **Non contiene lattice.**
Lotto stampato sul depliant.
Possibilità di confezionamento in astuccio da 1 pz.

4. CLASSIFICAZIONE

Dispositivo Medico Classe I
Classificazione in base all'Allegato VIII regola 1 del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici (MDR)

5. FABBRICANTE

Prodotto da: ONE S.r.l.
Via L. Negrelli, 4 - 39100 Bolzano (BZ) - 011 0760189
Distribuito da: ONE S.R.L.
Via della Consolata, 1/bis - 10122 Torno (TO)
Tel. +39 011 0760189

6. MISURE E COLORE

Misure: Cm 50x60x80 strappi oppure 50x80x60 strappi (tolleranza +/-5%)
Colori: Bianco, azzurro, verde, lime, blu, giallo, arancione, pesca, lilla, rosa, rosso vino.

7. SMALTIMENTO

Scatola in cartone: la scatola in cartone può essere smaltita nella raccolta differenziata della carta,

8. SCADENZA

5 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione.

9. STOCCAGGIO

Conservare a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille.

10. SIMBOLOGIA

Simbologia secondo la norma UNI CEI EN ISO 15223-1:2021

11. REVISIONE

Ultima revisione del 8/10/2024 REV.1
REV. N. 2 DEL 29/01/2025 inserimento fabbricante e distributore



ONE[®]
Your safety is our priority

